

FICHE PRODUIT



Salpingographe Riester

Référence : RIE-5250

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

CARACTERISTIQUES:

- * Manomètre de qualité avec plage d'affichage allant 0 à 200 mm Hg et mesure par pas de 10 mm Hg
- * Fabrication haut de gamme et de haute précision, avec pièces métalliques chromées
- * Grâce à la matière fluorescente dont est dotée la graduation, l'appareil peut être utilisé dans l'obscurité
- * Etablissement de la pression via une seringue e 20 cm3 avec fermeture Luer Lock
- * Trois cônes de fermeture de l'utérus compris, tailles petit, moyen et grand
- * Dispositif de maintien pour deux pinces à utérus, complet, livré dans un étui de luxe en calicot avec logements préformés gris façon velours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/4442-salpingograph-riester.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com