


FICHE PRODUIT

Lame droite à fibres optiques modèle miller ri-integral

Référence : RIE-8060

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Les laryngoscopes Riester à fibres optiques posent les jalons de l'avenir.

La technologie d'éclairage XL, les fibres optiques de qualité supérieure et le design particulier des lames assurent une vue optimale ainsi qu'une intubation aisée.

CARACTÉRISTIQUES :

- * Avec une lampe au xénon XL 3,5 V ou 2,5 V, lumière blanche.
- * La lampe intégrée dans le manche est pourvue d'un contact métallique facilite l'autoclavage de la lame.
- * Transmission optimale de la lumière, grâce à l'optique sur fibres, avec faisceaux de fibres ultra-épais.
- * Avec lames n° 2, 3 et 4 Manche à piles de type C, non rechargeable XL 2,5V
- * Grande longévité lors de cycles d'autoclavage de 5 minutes à 134 ° C*.
- * Lames en acier inoxydable avec surface traitée et finition facile à nettoyer.
- * Les formes spéciales des lames offrent une excellente vue sur les cordes vocales et l'épiglotte, tout en facilitant l'insertion de la canule.
- * Au choix pour manches rechargeables ou pour manches à piles de type AA ou C, à recharger dans la station ri-charger® ou non rechargeables.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Toutes les lames peuvent être utilisées avec des manches conformes à la norme ISO 7376.
- * Choix d'étuis et de trousses prévus pour des compositions individuelles comprenant chacune jusqu'à cinq lames et un manche.
- * Le contrôle de l'aptitude à l'autoclavage a été réalisé avec un modèle Melag Vacuklav 31.
- * Le design plat de la lame droite Miller à F.O. améliore considérablement la vue et facilite l'intubation.
- * Design de lame à traumatique.
- * Taille de lame 00 pour les nouveau-nés.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/4443-lame-droite-a-fibres-optiques-modele-miller-ri-integral.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com