

FICHE PRODUIT



Tour de 10 Racks vides pour 96 microtubes-Micronic

Référence : SOC-MIC22504

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Rack "Comorack" vide :

- * Matière: Polycarbonate.
- * Non Autoclavables.
- * Livrés avec couvercle de sécurité (nouveau mécanisme de verrouillage).
- * Empilables.
- * Dimensions hors tout du rack (Longueur x largeur x hauteur) : 128 x 86 x 50 mm.
- * Conditionnement minimum de vente: Boîte de 7 racks.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/stockage-d-echantillons/4444-tour-de-10-racks-vides-pour-96-microtubes-micronic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com