

FICHE PRODUIT



Godet 2 ml pour hitachi

Référence : SOC-GHITA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Godet 2ml pour HITACHI; * Condition minimum de vente: Sachet de 1000 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-biochimie-et-d-immunologie/4445-godet-2-ml-pour-hitachi.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com