

FICHE PRODUIT



Boîte de stockage pour micrewtube

Référence : SPT-BC100MT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte de stockage pour MICREWtube;

- En polycarbonate.
- Capacité 100 Micrewtube.
- Température d'utilisation: 190°C à + 121°C (autoclavable).
- Munie d'un système détrompeur.
- Couvercle transparent avec repérage numérique.
- Disponible en 4 couleurs.
- Dimensions(mm): Longueur 133 x largeur 133 x Hauteur 52.
- Conditionnement minimum de vente: 1 rack.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-de-stockage-micrewtube/4450-boite-de-stockage-pour-micrewtube.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com