

FICHE PRODUIT



Mouchoirs kleenex, boîte cube

Référence : KCP-KLEENEXCUB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Mouchoirs KLEENEX, Boîte cube

- * Mouchoirs blancs, 2 plis, 100% fibres vierges
- * Très doux, absorbants et résistants
- * Conditionnés en boîte distributrice, toujours prêts à l'emploi.
- * Distribution hygiénique et économique, feuille à feuille jusqu'au dernier mouchoir grâce au pliage enchevêtré
- * Les derniers mouchoirs sont colorés pour indiquer la fin de la boîte (pour la réf. KCP-KLEENEX).
- * Condition minimum de vente: Cartons 12 btes 90 mouchoirs

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mouchoir-serviettes-et-lingettes/4451-mouchoirs-kleenex-boarte-cube.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com