

FICHE PRODUIT

Chariot de soins, Modèle YC31J40

Référence : SOC-TIA-YC31J40

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot de soins, Modèle YC31J40

Chariot de traitement bien conçu et facile à déplacer. La surface de la table, construite en "chemsurf", est anti-bactérienne et résistante à la chaleur et au feu.

Les barreaux protecteurs à la surface de la table et dans la partie inférieure de l'appareil, peuvent être utilisés pour ranger les médicaments et autres objets. Il est équipé d'un tiroir sous la table supérieure, facile à coulisser.

- Dimensions totales : 665 x 510 x 990 (mm).
- Dimensions d'emballage : 765 x 610 x 1140 (mm).
- Emballage : caisse en bois.
- Poids net : 36 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/4453-chariot-de-soins-modele-yc31j40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com