

FICHE PRODUIT



Serviette nettoyante pour optique

Référence : SOC-LGETOPT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Serviette nettoyante pour optique

Caractéristiques :

- * Serviette en emballage individuel, imprégnée pour verres minéraux et organiques.
- * Ne laisse pas de traces même sur les verres traités anti-reflets.
- * Formule anti-buée et désinfectante.
- * Recommandée pour microscopes, lunettes, optiques photo...;
- * Condition minimum de vente: Sachet de 100 serviettes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mouchoir-serviettes-et-lingettes/4454-serviette-nettoyante-pour-optique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com