

FICHE PRODUIT



Manugel 85, gel hydroalcoolique, 1la

Référence : ANI-MANUGEL85-1LA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

MANUGEL 85, gel hydroalcoolique, 1LA * Indication: * Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains * Action adoucissante: en alternance avec un savon doux ou en absence de point d'eau * Propriétés microbiologiques: * Bactéricide * fongicide : Candida Albicans * Virucide : actif sur le virus HIV-1, Herpès-virus, Rotavirus et Poliovirus (30 secondes) * Mode d'emploi: * Traitement hygiénique: 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes * Désinfection chirurgicale = 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes * Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet * Ne pas rincer. (1 pression de pompe = 1,5 ml) * Condition minimum de vente: 1 Flacon Airless de 1 L.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/4455-manugel-85-gel-hydroalcoolique-thixotropique-1la.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com