


FICHE PRODUIT



Lamelles Couvre-Objets standards, carrée, 20 x 20mm

Référence : SOC-LCO2020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lamelles Couvre-Objets standards, Carrée, 20 x 20mm

Caractéristiques :

- * Lamelles Couvre-Objets lavées, dégraissées, en verre blanc;
- * Conformes à la norme ISO 8255;
- * Epaisseur régulière type #1 : 0,13 à 0,16mm;
- * Lamelles Couvre-Objets livrées en boîte plastique les protégeant de la poussière et des chocs;
- * Conditionnement: 5 boîtes 200 pièces;
- * Condition minimum de vente: Carton 1000 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lamelles-standards/446-lamelles-standards-caree-20-x-20mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com