

FICHE PRODUIT



Blouse C1, taille XL

Référence : KCP-BLOUSEC1XL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Blouse C1, taille XL;

- Protection contre les salissures et les graisses, grand confort et hygiène optimale;
- Le film polypropylène "Spunbond" résistant, protège les vêtements de l'utilisateur;
- Le matériau, par sa capacité à laisser passer l'air et la vapeur d'eau, réduit la gêne occasionnée par la chaleur;
- Une coupe confortable pour une grande liberté de mouvement;
- Les coutures à point de surjet triple fil assurent une grande solidité;
- Emballage individuel;

Condition minimum de vente: Carton de 25 blouses.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/4460-blouse-c1-taille-xl.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com