

FICHE PRODUIT



Sacs poubelle jaune 30 L (Sac de déchets infectieux)

Référence : SOC-SP30DASRI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs poubelle jaune 30 litres; Pour déchets d'activité de soins;

- * En Polyéthylène basse densité avec lien coulissant.
- * Conformes à la norme NFX 30-501;
- * Dimensions (Larg. x Haut.): 500 x 650 (mm);
- * Epaisseur: 21;
- * Conditionnement(roul./cart.): 25/500;
- * Condition minimum de vente: 25.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-dechets-medicaux/4470-sacs-poubelle-jaune-30l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com