

FICHE PRODUIT



Conteneurs carton, 23 Litres

Référence : SOC-CONT23L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Conteneurs carton, 23 Litres

- Collecteurs rectangulaires en carton ondulé dans lequel un sac étanche est contre-collé;
- Sac composé d'un film polyéthylène 8 / 100;
- Mise en forme semi-automatique pour obtenir un fond bloquant.
- **Poignets extérieurs;**
- **Sac :** fermeture étanche par thermosoudage.
- **Carton :** fermeture par verrouillage des rabats;
- **Incinérables :** excellente condition d'incinération, résidu de l'ordre de 0,05 %.
- Excellente combustion, aucun résidu chloré;
- Livrés à plat pour un stockage réduit;
- Fermeture provisoire et définitive;
- **Carton:** simple cannelure blanc;
- **Dimensions (L x P x H):** 235 x 230 x 555 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Charge utile:** 7 Kg
- **Condition minimum de vente:** paquet de 10 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-carton/4474-conteneurs-carton-23l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com