

FICHE PRODUIT



Conteneurs carton, 50 Litres

Référence : SOC-CC50L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Conteneurs carton, 50 Litres

- Collecteurs rectangulaires en carton ondulé dans lequel un sac étanche est contre-collé.
- Sac composé d'un film polyéthylène 8 / 100.
- Mise en forme semi-automatique pour obtenir un fond bloquant.
- Poignets extérieurs.
- Sac : fermeture étanche par thermosoudage.
- Carton : fermeture par verrouillage des rabats.
- Incinérables : excellente condition d'incinération, résidu de l'ordre de 0,05 %.
- Excellente combustion, aucun résidu chloré.
- Livrés à plat pour un stockage réduit.
- Fermeture provisoire et définitive.
- Carton: simple cannelure blanc.
- Dimensions (L x P x H): 399 x 399 x 411 mm.
- Charge utile: 12,5 Kg.
- Condition minimum de vente: paquet de 10 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-carton/4475-conteneurs-carton-50l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com