

FICHE PRODUIT



Support ventouse pour collecteurs 1,8 l et 3 L

Référence : SOC-SUPVBCP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Support ventouse pour collecteurs 1,8 L et 3 L;

- * Clipsage des collecteurs par rotation;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/plateau/4476-support-ventouse-pour-collecteurs-1-8-l-et-3-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com