

FICHE PRODUIT

Chariot de soins, Modèle YC 30 J4

Référence : SOC-TIA-YC30J4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Chariot de soins, Modèle YC 30 J4

- La surface de la table est faite en marbre artificiel, facile à nettoyer, et résistant à la rouille (anti-rouille).
- Un plateau peut être ajouté sous le dessus de table pour le rangement.
- Fabriqué en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Garde-fous faits en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Tiroir du haut: tiroir pour médicaments à un seul compartiment, avec pour dimensions (gauche ou droite): (L) 259 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Poignets faits en aluminium.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 550 mm x (l) 420 mm x (H) 715 mm.
- Dimensions globales : 670 mm x 400 mm x 751 mm.
- Dimensions d'expédition : 720 mm x 490 mm x 821 mm.
- Poids à l'expédition : 41 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/4480-chariot-de-soins-modele-yc30j4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com