

FICHE PRODUIT



Cônes filtre UNIBOX FILTER SYSTEM 40 µl, rack stérile de 96

Référence : AXY-CFR40

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes filtre UNIBOX FILTER SYSTEM 40 µl, rack stérile de 96; * Protègent les pipettes des contaminations par aérosol; * Présentation en rack polystyrène à couvercle coulissant, filmé; * Stérilisés par irradiation; * Couleur naturelle uniquement; * Exempts métaux lourds; * Niveau d'entoxine contrôlé; * Absence de DNase et RNase; * Filtre en polyéthylène; * Condition minimum de vente: 10 racks de 96.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-unibox-filter-system/4491-cones-filtre-unibox-filter-system-40-l-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com