

FICHE PRODUIT

Tabouret HARLEY

Référence : SOC-AG70051

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Tabouret HARLEY

- Base d'acier inoxydable, finissage de chrome, un piston hydraulique, couverture en plastique de haut-longévité, cinq roues en plastique.
- Tapisserie d'ameublement antibactérienne et sans couture.
- Tabouret réglable 125 mm.
- Version avec Repose-pieds en anneau.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/tabourets-pour-dentistes/4495-tabouret-harley.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com