

FICHE PRODUIT



Chariot anesthésie, Modèle YC01JA6

Référence : SOC-TIA-YC01JA6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Matières:

- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: surface dur, semblable au marbre.
- Garde-fou d'épaisseur 35 mm fait d'acier enduit de plastique roulé à froid.

Dimensions

- Tiroir supérieur: tiroir pour médicaments avec deux compartiments.
- Dimensions du 1er tiroir : (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- Dimensions du 2ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 80 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir (droit): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir (Gauche): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir (Droit): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir (Gauche): (L) 288 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 5ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 6ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- Poignets à fermeture aimantée faite en acier enduit de plastique roulé à froid.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 950 mm (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires:
- Dimensions totales: 776 mm x 445 mm x 1 476 mm.
- Dimensions d'expéditions: 876 mm x 545 mm x 1 646 mm.
- Poids à l'expédition: 99 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/45-chariot-d-anesthesie-modele-yc01ja6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com