


FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de laboratoire manuelle (à main)

Référence : SOC-HAN1011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse de laboratoire manuelle (à main)

- * Elle peut être fixée en bord de table grâce à un étau incorporé
- * La centrifugeuse a un boîtier robuste, Un système d'entraînement auto lubrifiant et est sans entretien.

Caractéristiques de la Centrifugeuse de laboratoire à main

- * vitesse maximum : 3000 tr/min - 1300 g
- * dimensions / poids : 250 x 140 x 120 mm / 0,9 kg
- * Rotor conique : 15 ml fond conique 3000 tr / min, 1300 g
- * Rotor rond : 15 ml fond rond , 3000 tr / min, 1076 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/450-centrifugeur-a-main.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com