

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC31J

Référence : SOC-TIA-YC31J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Chariot de soins, Modèle YC31J

- Il est approprié pour les salles d'infirmierie.
- Surface de la table faite en marbre, facile à nettoyer, anti-rouille et de dimension 610mm x 415mm.
- Pourvu de deux tiroirs de 100mm de hauteur et de 220mm x 360mm de profondeur.
- Pourvu de deux cercles suspendus pouvant rotter horizontalement de 110 degrés.
- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Tiroirs du haut: tiroir pour médicaments comportant un compartiment.

Matière et Dimensions:

- Dimension des tiroirs (droit ou gauche) L 288mm x l 390mm x H 100mm.
- Poignets faits d'acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : L 650mm x l 430mm x H 885mm.
- Dimensions totales : 650mm x 430mm x 903mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions d'expédition : 700mm x 480mm x 973mm.
- Poids à l'expédition : 38 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/4501-chariot-de-soins-modele-yc31j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com