

FICHE PRODUIT

Gants semperclean mc Boîte de 50 paires

Référence : SOC-GLSC6NP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants SEMPERCLEAN MC

- * Anatomiques main gauche/main droite;
- * Confort très important;
- * Enfilage aisé grâce à l'enduction interne multicouche;
- * Non poudrés;
- * Finition :
- * Intérieure : lisse enduction multicouche,
- * Extérieure : microrugueuse,
- * Longueur de la manchette : 270 à 285 mm;
- * Epaisseur de la paume (mm): $0,42 \pm 0,05$ mm;
- * Conformes aux normes EN 455 1,2,3; EN 374 2 ,3/ cat.III;
- * Condition minimum de vente : boîte de 2 poches de 50 gants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/4504-gants-semperclean-mc-petit-6.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GLSC6NP0	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GLSC6NP1	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-GLSC6NP2	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-GLSC6NP3	
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-GLSC6NP4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com