

FICHE PRODUIT

Gants d'examen sempercure, Latex non poudrés

Référence : SEI-GLSGPNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants d'examen SEMPERCARE, non poudrés

- Réalisés en latex naturel de première qualité;
- Finition : * Intérieure : lisse poudrée, * Extérieure : texturée microrugueuse,
- Longueur : 240 mm;
- Epaisseur de la paume : $0,3 \pm 0,05$ mm;
- Conformes aux normes : EN 455 1,2,3; EN 374 2,3 Cat.III**; * Cat. *signifie avec recontrôle annuel au lieu d'une simple validation initiale

Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/4508-gangts-semperguard-non-poudres-ic-poudres-petit-6-6-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SEI-GLSGPNP0	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SEI-GLSGPNP1	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SEI-GLSGPNP2	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SEI-GLSGPNP3	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SEI-GLSGPNP4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com