

FICHE PRODUIT

Gants d'examen synthétiques

Référence : SOC-GCNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gant d'examen synthétiques et de protection. Préférable au caoutchouc naturel pour travailler en présence de solvants, acides, bases.

Caractéristiques:

- Protection, dextérité, manipulations courantes;
- Gant Ultranitril 492;
- Gant trempé, intérieur flocké coton, finition adhésivée;
- Longueur: 310 mm +/-10 mm. épaisseur: 0,40mm;
- Conformes normes EN388 et EN374;
- Condition minimum de vente: boîtes de 10 paires de gants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-synthetiques/4510-gants-synthetique-de-protection-petit-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-GCNP0	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GCNP1	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GCNP2	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-GCNP3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com