

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J20E

Référence : SOC-TIA-YC40J20E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J20E

- Surface de la table en marbre artificiel.
- Vingt niveaux, chacun avec des étiquettes correspondantes.
- Muni d'un système de verrouillage.
- Poignets en ABS.
- Un tiroir dans la partie supérieure de l'appareil de 140mm de haut.
- Dimensions internes: 306mm x 356mm.

Matière:

- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- Dimensions globales : 490mm x 460mm x 995.5mm.
- Dimensions d'expédition : 590mm x 560mm x 1165.5mm.
- Poids à l'expédition : 41 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/4512-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j20e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com