

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Segment de 12 cuves en racks pour COBAS MIRA et MIRA

Référence : SOC-RIVETTE-R

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Segment de 12 cuves en racks pour COBAS MIRA et MIRA:

- Couleur: rouge.
- Condition minimum de vente: Carton de 30 racks de 15 segments soit 4 500 cuves.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-biochimie-et-d-immunologie/4514-segment-de-12-cuves-en-rack-pour-cobas-mira-et-mira.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com