

**FICHE PRODUIT**

## Blocstor 7, pré-monté

Référence : CEL-BS7

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Blocstor 7, Pré-monté; \* Boite carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion; \* Carton brun recyclé, double cannelure résistant; \* Séparateurs intégrés; \* Empilables; \* Etiquette pour identification; \* Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25; \* Nombre de rangée: 7; \* Capacité(blocs): ~\_ 350; \* Dimension(Long. x Prof. x Haut.): 225 x 445 x 50 mm; \* Condition minimum de vente: 25.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/452-blocstor-7-pre-monte.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com