

FICHE PRODUIT



Clinet anti-algues, inhibiteur de croissance des algues

Référence : INT-CLINETALGUE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Clinet anti-algues, inhibiteur de croissance des algues

- * Flacon de 1 litre avec dosette incorporée
- * S'utilise dilué à 0,1 % pour inhiber la croissance des algues des baignoires de laboratoire; soit 1 dose de 20 ml pour 20 litres d'eau déminéralisée.
- * Renouveler la dose nécessaire toutes les semaines.
- * Changer l'eau du bain tous les mois.
- * Utiliser exclusivement de l'eau déminéralisée ou désionisée, car l'activité algicide diminue en présence d'eau dure.
- * Ne pas mélanger avec des détergents anioniques et / ou des oxydants forts (type eau de javel).
- * Condition minimum de vente: Flacon doseur de 1 Litre.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/promotions/4526-clinet-anti-algues-inhibiteur-de-croissance-des-algues.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com