

FICHE PRODUIT



RBS 35 MD: désinfectant, nettoyant pour dispositifs médicaux

Référence : SOC-RBS35

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du RBS 35 MD: nettoyant polyvalent pour dispositifs médicaux.

- Haut pouvoir mouillant et émulsifiant, d'une bonne pénétration dans les articulations, surfaces dentelées, sillons et tubulures des instruments pour éliminer les résidus de sang, tissus cellulaires, sécrétions, graisses, pommades, ...
- Lavage manuel, par trempage ou bains à ultrasons.
- Haut pouvoir détergent.
- Décontamination radioactive.
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 4 bidons de 5 L.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/4527-rbs-35-md-desinfectant-nettoyant-pour-dispositifs-medicaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com