

FICHE PRODUIT



Chariot poubelle, Modèle YC 92 J10

Référence : SOC-TIA-YC92J10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot poubelle, Modèle YC 92 J10

- Modèle de structure simple.
- Fabriqué en matière inoxydable de haute qualité.
- Le sac à ordure pouvant facilement être changé.
- Dimensions totales: 855 mm x 610 mm x 890 mm.
- Dimensions d'expédition: 905 mm x 660 mm x 960 mm.
- Poids à l'expédition: 23 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/4528-chariot-poubelle-modele-yc92j10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com