

FICHE PRODUIT

RBS 25 MD: nettoyant polyvalent pour dispositifs médicaux

Référence : SOC-RBS25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le RBS 25 MD est un nettoyant polyvalent pour les dispositifs médicaux. Il nettoie efficacement les instruments chirurgicaux, matériel et équipement en inox, plastique, céramique, ...

Grâce à son haut pouvoir mouillant et émulsifiant, le RBS 25 MD pénètre dans les articulations, surfaces dentelées, sillons et tubulures des instruments pour éliminer les résidus de sang, tissus cellulaires, sécrétions, graisses, pommades, ...

Possibilité de lavage manuel, par trempage ou bains à ultrasons.

Haut pouvoir détergent.

Décontamination radioactive.

Condition minimum de vente: Carton de 4 bidons de 5 L.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/4529-rbs-25-md-nettoyant-polyvalent-pr-dispositifs-medicaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com