

FICHE PRODUIT



Boîte pour archivage Blocstor 5, à monter

Référence : CEL-BS5AM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Blocstor 5, à monter;

- * Boite carton avec couvercle à charnière pour stockage des blocs d'inclusion;
- * Carton brun recyclé, double cannelure résistant;
- * Séparateurs intégrés;
- * Empilables;
- * Etiquette pour identification;
- * Livré pré-monté par 10 ou à monter soi-même par 25;
- * Nombre de rangée: 5;
- * Capacité(blocs): ~ 250;
- * Dimension(Long. x Prof. x Haut.): 170 x 445 x 50 mm;
- * Condition minimum de vente: 25.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-stockage/453-blocstor-5-a-monter.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com