

FICHE PRODUIT



Gants textile enduit purple nitrile

Référence : SOC-GTEXTL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants textile enduits purple nitrile

- * Enduction en mousse PURPLE NITRILE qui garantit une grande durabilité des gants;
- * Grande sensibilité tactile et dextérité accrue;
- * Excellente prise en main à l'état sec comme humide;
- * Protection de la paume des mains contre les solutions non acides (les gants ne sont pas destinés à servir de protection principale contre les produits chimiques liquides);
- * Grande durabilité et résistance importante à l'abrasion (niveau 4);
- * Poignet élastique pour une meilleure sécurité;
- * Structure en nylon tricoté noir d'apparence soignée, assurant respirabilité et confort;
- * Fabrication sans couture pour un meilleur confort; main gauche, main droite;
- * Condition minimum de vente: boîte de 12 paires de gant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/4537-gants-textile-enduits-purple-nitrile-taille-9.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-GTEXTL0	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-GTEXTL1	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GTEXTL2	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GTEXTL3	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-GTEXTL4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com