

FICHE PRODUIT

Gant Nitrile Ultranitril 492 Mapa Taille 9

Référence : SOC-GCNG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Protection, dextérité, manipulations courantes;
- Gant Ultranitril 492;
- Gant trempé, intérieur flocké coton, finition adhésivée;
- Longueur: 310 mm +/-10 mm. épaisseur: 0,40 mm;
- Conformes aux normes EN388 et EN374;
- Condition minimum de vente: 01 paire de gant.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-de-protection/4538-gants-synthetic-de-protection-grand-9-9-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GCNG0	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GCNG1	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-GCNG2	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com