

**FICHE PRODUIT**



## Chaise de salle d'attente (3)

Référence : SOC-TIA-WaitingRoom3

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

## Description du produit

### Caractéristiques de la Chaise de salle d'attente

- Structure principale fabriquée en métal.
- Agencement minimal commode et facultatif.
- Habillage minimal contre la chaleur

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-chaise-visiteur/4540-chaise-de-salle-d-attente-3.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 2         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com