

FICHE PRODUIT



Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J42H

Référence : SOC-TIA-YC40J42H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot pour dossiers patients, Modèle YC40J42H

- * La structure principale est fabriquée en aluminium et d'ABS léger, facile à déplacer.
- * Surface de la table constituée d'un nouveau matériel de haute qualité, anti-bactérien, anti-rouille, résistant à la chaleur, et facile à nettoyer.
- * Équipé des roulettes de haute qualité.
- * Peut contenir jusqu'à 42 dossiers médicaux.
- * Existe en différentes couleurs.
- * Conçu en acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: marbre artificiel de 35mm d'épaisseur.
- * Dimensions globales : 880mm x 520mm x 1102mm.
- * Dimensions d'expédition : 980mm x 620mm x 1272mm.
- * Poids d'expédition : 48.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-dossier-patient/4543-chariot-pour-dossiers-patients-modele-yc40j42h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com