

FICHE PRODUIT

Lampe Opération montée au plafond modèle ufo sle-303c

Référence : SOC-SLE-303C

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Elle a un réflecteur de 205 mm de diamètre avec 21 couches optiques enduites, ce qui élimine 90% d'infrarouge et laisse filtrer une réflexion de 100% de lumière naturelle. Son verre filtrant est à base de verre optique captant 95% des infrarouges existant ou restant. Il augmente aussi la lumière et la température de couleur.

Elle a un bloc d'éclairage de 600 mm de profonde illumination qui améliore l'effet opérationnel. Elle a une ampoule d'halogène exceptionnellement conçue avec un lux élevé et une température de couleur. Le réglage d'illumination se fait par un bouton rotatif lisse. Cette conception permet à la tête de la lampe de pivoter dans plusieurs directions et sur un rayon de 1630 mm.

C'est un modèle mural et de plafond. Ce dispositif est bien meilleur qu'avec la lampe d'opération traditionnelle. la tête de la lampe est détachable par la poignée, ce qui maintient la poignée stérilisée et accroît l'innocuité aussi bien pour le patient que pour le praticien.

Le double cloisonnement mural maintient la température de la tête de la lampe basse pendant son fonctionnement. Le choix de l'application dépendra du type de la lampe, qu'elle soit mobile, murale ou de plafond.

CARACTERISTIQUES :

* Dimension de la tête de la lampe : 740mm + 740mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Dimension du réflecteur : 205mm x 3 + 205mm x 3
- * Intensité (distance de 1 m) : 150.000lux (réglable)
- * Température de couleur : environ 4.000+/-200°K
- * Accessoires standards : 1 boîtier de contrôle
- * longueur focale : 700mm
- * Diamètre du champ lumineux : 180~250mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/4544-lampe-d-operation-montee-au-plafond-modele-ufo-sle-303c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com