

FICHE PRODUIT

Distributeur pour crème de lavage

Référence : KCP-DCRN1LA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Distributeur pour crème de lavage

- * Modèle Kimberly-Clark.
- * Appareil en ABS blanc robuste.
- * Niveau visible.
- * Mise en place et remplacement des recharges facile et rapide.
- * Levier poussoir pour une utilisation à la main ou au coude.
- * Dimensions (cm): 26 x 15 x 13.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/4546-distributeur-pour-creme-de-lavage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com