

FICHE PRODUIT

Masque de protection respiratoire tecnol, classe ffp1

Référence : KCP-TECNOLFFP1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Masque de protection respiratoire TECNOL à usage unique; Classe FFP1;

- Conforme EN 149: 2001;
- Barrette nasale intégrée pour le bon maintien du masque au niveau du nez, assurant la protection et un ajustement universel;
- Valve: non;

Condition minimum de vente: 50.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/masques/4547-masque-de-protection-respiratoire-tecnol-classe-ffp1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com