

FICHE PRODUIT



Papier ECG HELLIGE MICROSMART/ MAC500 226.167.02

Référence : SOC-HEL-MAC500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Papier ECG HELLIGE MICROSMART/ MAC500 226.167.02:

* **Dimensions:** 90 x 90 x 360 plis.

* **Unité de vente :** la liasse.

Reorder code: 11462

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-hellige/4560-papier-ecg-hellige-microsmart-mac500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com