

FICHE PRODUIT



Table de réanimation néo-natale Modèle HKN-93B

Référence : SOC-HKN-93B

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Cette table de réanimation néo-natale est spécialement conçue pour la réanimation de bébé, cette table regroupe toutes les options nécessaires sous une simplicité remarquable.

Caractéristiques principales:

- La température est contrôlée par micro-ordinateur
- La puissance de chauffe est ajustable manuellement ou automatiquement
- Double affichage de la température 25 °C à 37°C (Température ambiante - température corporelle enregistrées sous différentes fenêtres)
- Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C
- Affichage du temps
- Indicateur erreur de température ou de puissance
- Alarme déviation température
- Élément chauffant en quartz micro-cristal
- Réglage de la position de l'élément chauffant
- Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi
- Support prévu pour prendre une radio (Plateau X-Ray sous le berceau)
- Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins).

Equipé de :

- Unité de photothérapie intégrée avec minuterie
- Porte-sérum
- Rails latéraux pour fixation accessoires
- Matelas
- 2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)
- Sortie RS-232

Emballage:

- Dimensions : 127 x 81 x 115 cm
- Poids : 120 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/4562-table-de-reanimation-hkn-93b.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com