

FICHE PRODUIT

Réceptacle pour spermogramme (CLINISPERM)

Référence : CEB-CLINISPERM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le réceptacle pour spermogramme (CLINISPERM) est un dispositif médical destiné au recueil de sperme dans le cadre d'analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques tels que des spermogrammes, spermocytogrammes, test de mobilité, et de l'insémination artificielle avec ou sans fécondation in vitro préalable.

Dimensions:

Corps (hauteur x diamètre): 113 x 56 mm.

Diamètre du couvercle: 71 mm.

Diamètre du pieds 56 mm.

Autres Caractéristiques:

- * Réceptacle simple pour recueil de sperme. Livré avec couvercle et support. Corps en polystyrène cristal, pied et couvercle en polyéthylène haute densité de couleur verte.
- * Partie basse du corps graduée par ml, de 1 à 15 ml.
- * Couvercle rentrant avec 2 anses : pas de contact direct avec le sperme. Le socle permet de poser le réceptacle une fois le recueil terminé.
- * Stérile.
- * A usage unique.
- * Emballage unitaire sous sac plastique à ouverture facile, avec date de péremption et n° de lot.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* **Conditionnement** : Sac de 30 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/4565-clinisperm-ceb.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com