


FICHE PRODUIT

Lames avec revêtement téflon rouge, 2 x 5 puits Ø : 7 mm

Référence : SOC-LI10P7TE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames avec revêtement téflon rouge, Ø puits: 7 mm :

- * Nombre de puits: 2 x 5 puits;
- * Revêtement inaltérable en téflon;
- * Résistance aux solvants (alcool, toluène, acétone);
- * Condition minimum de vente: Boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lame-av-revetement-teflon-rouge/4566-lames-avec-revetement-teflon-rouge-a-puits-7mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com