

FICHE PRODUIT

Lames porte - objets standards, rodés 45°

Référence : SOC-LR45

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames porte - objets standards, rodés 45°

Caractéristiques :

Versions possibles :

- * Bords coupés;
- * Bords et coins rodés 90°;
- * Bords rodés 45°, coins coupés;
- * Bords rodés 90°, coins coupés;
- * Avec marge dépolie sur 2 faces pour inscription;
- * Sans marge dépolie;
- * Marge: sans;

Condition minimum de vente : 2000 lames (40 boîtes de 50).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-porte-objets-standards/4567-lames-porte-objets-standards-rodes-45.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com