

FICHE PRODUIT



Chariot brancard amovible, Modèle YC 76

Référence : SOC-TIA-YC76

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Chariot brancard amovible, Modèle YC 76

- Constitué de deux principales parties: le chariot et la civière.
- Barreaux protecteurs des deux côtés de l'appareil.
- Dimensions totales : 1 806 mm x 670 mm x 910 mm.
- Dimensions d'expédition : 1 856 mm x 720 mm x 980 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/4568-chariot-brancard-amovible-modele-yc76.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com