

FICHE PRODUIT



Vitrine 2 portes

Référence : SOC-GEU-814805

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Vitrine 2 portes. Portes battantes en verre trempé :

- Fermeture à clé ;
- Dos et côtés en métal époxy blanc ;
- 3 étagères réglables en inox ;
- Fermeture à clé.

Dimensions (L x l x h) : 750 x 380 x 1 690 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/vitrines/4570-vitrine-2-portes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com