

FICHE PRODUIT



Pèse bébé 1

Référence : SOC-GCDE810002

Points forts

- délais : 48 heures
- Alimentation du pèse bébé : Polyvalente (secteur et piles))
- Système du pèse-bébé : Mécanique
- Classe : II Fine

Description du produit

Caractéristiques:

- Poids maximal: 20 kg, 118 graduations.
- Pas de la graduation: 0.05 kg (0 - 10 kg), 0.1 kg (10 - 20 kg).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/4573-pese-bebe-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Alimentation du pèse bébé	Polyvalente (secteur et piles))
Système du pèse-bébé	Mécanique
Classe	II Fine

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com