

FICHE PRODUIT

Chariot brancard civière fixe

Référence : SOC-GEU-812880

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Chariot brancard sellerie noire.

Caractéristiques techniques :

- Tube rond chromé.
- 4 roues de 100 mm de diamètre dont 2 avec freins.
- Sellerie ignifugée classe M1.
- Dimensions : 2000 x 680 x 800 (mm).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/4574-chariot-brancard-civiere-fixe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com