

FICHE PRODUIT

Chariot brancard civière amovible

Référence : SOC-GEU-812883

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Chariot brancard civière amovible

Construit en tube d'acier chromé. Partie supérieure amovible avec matelas recouvert en tissus plastifié ignifugé.

- * Roues diamètre : 100mm.
- * Deux roues équipées de frein.
- * Dimensions : 180 x 60 x 80 (cm).
- * Barrière de sécurité.
- * ACCESSOIRES : (sur demande)
 - * Porte sérum en acier inoxydable à deux crochets.
 - * Support pour bouteille d'oxygène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Plateaux pour couverture.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/4575-chariot-brancard-civiere-amovible.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com