

FICHE PRODUIT



Papier ECG Nihon Kodhen FX302

Référence : SOC-HEL-FX302

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du papier thermique ECG NIHON KODHEN FX302: * Dimensions:
145X30X16 plis. * Papier ECG pour NIHON KODHEN NFC31P 131 FX302 - 145x30x 16 plis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papiers-thermiques-nihon-kodhen/4578-papier-ecg-nihon-kodhen-fx302.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com